



Zwart-grijs
is de standaardkleur,
maar alle ral-kleuren
kunnen verkregen
worden.

Moonwalker for kids

Beschrijving materiaal	Constructie, gelast, gestraald, gegalv., epoxi coating
Functie	Schokvrij mobiliseren van de heupgewrichten ter verhoging belastbaarheid en stimulatie van gewrichts-smering en kraakbeenstofwisseling. Verbeteren van actieve stabiliteit van voornamelijk kniegewrichten (in vergrendeling of kleine buigstand) en onderrug. Versterking en bevordering van de coördinatie van de rechte buik- en lage rugspieren. Mobiliseren onder-rug- en bekken (sacro-iliacale) gewrichten.
Gebruik	- Armen gekruist op de steun. Trek de benen samen voorwaarts. Deze stand 5 seconden volhouden. - Afwisselend benen voor- en achterwaarts bewegen. Eindstand 5 seconden volhouden, vervolgens traag wisselen van positie.

Type	OFS100713
Afm.	95 x 52 x 119 cm
Ruimte	400 x 355 cm
Montage	in beton te verankeren
Gewicht	50 kg
Volume	0,4 m ³



Elk toestel wordt voorzien van een specifieke sticker met gebruik in pictogramstijl en waarschuwing voor verkeerd gebruik (grootte van de gebruiker).

